


Установка ПО BioScan

- 2.1. Подготовка к установке ПО
- 2.2. Установка ПО
- 2.3. Проверка работоспособности службы BioScan

2.1. Подготовка к установке ПО

Перед установкой ПО убедитесь, что ваша учетная запись обладает правами администратора. Если таких прав нет, то установочный файл можно запустить от имени администратора, выбрав соответствующую функцию в контекстном меню.




В случае возникновения проблем с назначением прав администратора, обратитесь за помощью к системному администратору Вашей компании.


2.2. Установка ПО

Запустите установщик ПО BioScan_setup


После запуска установщика на экране монитора появится приветствие. Для продолжения установки нажмите **Далее**.




Выберите каталог для установки ПО. Нажмите **Далее**.



Выберите папку в меню **Пуск**, куда будут помещены ярлыки программы. Нажмите **Установить**.






По окончании процесса установки ПО, нажмите **Готово**.



2.3. Проверка работоспособности службы BioScan


Для проверки автоматического запуска службы BioScan, откройте окно управления компьютером. В нем выберите **Службы и приложения**, далее **Службы**.





В окне **Службы** проверьте состояние службы BioScanSvc.

Служба должна находиться в состоянии **Работает**, а тип её запуска должен быть **Автоматический**. Если служба находится в ином состоянии, попытайтесь произвести ее запуск с помощью кнопки **Запуск службы**.

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|----------|---------------|------------------|
|  | BioScanSvc | BioScanSvc service | Работает | Автоматиче... | Локальная сис... |
|---|------------|--------------------|----------|---------------|------------------|