

Активация лицензии


- Установка аппаратного ключа
- Установка программного ключа

BioSmart Link активируется лицензионным ключом, который может быть аппаратным (USB ключ) или программным. В данном разделе приведены указания по установке лицензионного ключа.


Установка аппаратного ключа

Вставьте USB ключ в USB порт компьютера, на котором установлен сервер лицензий и BioSmart Link готово к работе.


Установка программного ключа

 Продление лицензии выполняется аналогично процессу установки программного ключа.


После входа в веб-интерфейс сервиса перейдите на вкладку **Лицензия** → нажмите кнопку **Использовать программный ключ**.



Нажмите кнопку **Создать новый ключ** для запуска процесса получения лицензии.



Заполните обязательные поля **ИНН**, **Организация** и **Контактный номер телефона**.



Скопируйте сгенерированный запрос активации с помощью кнопок **В буфер** или **В файл** → направьте поставщику ПО на адрес license@bio-smart.ru. После получения ответа нажмите кнопку **Активация**.

Введите полученные данные → нажмите **Отправить данные**, затем **Завершить**.

