

Программно-аппаратные требования BioScan

- [1.1. Аппаратные требования](#)
- [1.2. Программные требования](#)

ПО **BioScan** устанавливается на отдельных персональных компьютерах, объединенных в локальную сеть.

1.1. Аппаратные требования

Компьютер, используемый для размещения ПО **BioScan** должен удовлетворять следующим требованиям:

- CPU на базе семейства Intel или AMD с частотой не менее 2 ГГц, 32 разрядный (Windows);
- RAM - не менее 128 Мб свободной оперативной памяти;
- HDD - не менее 1 Гб свободного места на жестком диске;
- Наличие свободного USB-порта для подключения считывателя;
- Наличие сетевого адаптера Ethernet со скоростью передачи данных не менее 100 Мбит/с;
- Наличие источника бесперебойного питания UPS (при необходимости);
- Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024x768 точек;
- Звуковая карта для выдачи тревожных сообщений при их активации;
- Клавиатура;
- Манипулятор "мышь".



При подборе характеристик клиентского компьютера следует учитывать возможность использования на нем программных средств сторонних производителей.

1.2. Программные требования

ПО **BioScan** предназначено для работы в ОС:

- Windows 7 (32/64 bit);
- Windows 8 (32/64 bit);
- Windows 10 (32/64 bit);
- Windows 11 (32/x64 bit).